



Synonymes : Compte d'Addis-Hamburger, Hématies-Leucocytes /Minute

Intérêt : Mesure du débit des hématies et des leucocytes passant dans les urines en 3 heures.

Préconisations pour le prélèvement :

- Faire sonner un réveil 3 heures avant le lever habituel :
 - Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.
 - Boire un grand verre d'eau (environ 25 cl)
 - Noter la date et l'heure sur le formulaire.
 - Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures.
- 3 heures après (le plus exactement possible):
 - Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire pour recueillir la totalité des urines.
 - Noter l'heure sur le formulaire.

NB : Si vous urinez dans l'intervalle des trois heures, les urines doivent être récupérées dans le flacon.

Conservation et acheminement :

Le flacon doit être acheminé au laboratoire **au maximum 4 heures** après le recueil. Il peut être conservé au réfrigérateur.

Contre-indication : ne pas réaliser pendant les règles.

Nom : **Prénom :**

Né(e) le :

	DATE	HEURE	ACTION
Départ du recueil T0	Uriner dans les toilettes, boire un grand verre d'eau et vous recoucher
Fin du recueil T+3heures	Uriner dans le flacon la totalité des urines

Avez-vous respecté les conditions de recueil décrites ci-dessus ? : **Oui** **Non**

A remplir par le laboratoire : Prélèvement réceptionné par le à

Conforme : **Oui**

Non → dérogation du biologiste ? : **Oui** **Non**